

**Pārskats par līguma ar IZM „Zinātniskās darbības infrastruktūras attīstība  
LU”**

**projektu „Farmakoloģiskās laboratorijas bāzes attīstība”**

Iekārtas nosaukums/ Type of equipment	<i>Dzesējamā centrifūga Hettich Universal-320R</i> <i>Cooling centrifuge Hettich Universal-320R</i>
Fotogrāfija/ Photo	
Tehniskie parametri/  Technical parameters	<p>Temperatūras diapozons: -20 līdz 40 C, rotora max apgriezieni: 4000 rpm vai 2701 rcf; taimeris: no 1 sek līdz 99 min.59 sek, svars: 50kg, izmēri: 346x401x695mm, kapacitāte: max 4x100ml, 6x15/50ml, rotors: izsviedes 90 grādu leņķis.</p> <p>Temperature inscale: from -20 to 40 C; max rotor speed: 400 rpm or 2701 rcf, taimer: 1 sec to 99 min 59sec, weigh: 50kg, outer parameters: 346x401x695mm, capacity: max 4x100ml, 6x15/50ml, rotor: swin-out with 90 degree angle.</p>
Iekārtas pielietojums/  Application of equipment	<p>Iekārta tiek lietota, lai sedimentētu šūnu materiālu vēsā vidē pirms saldēšanas.</p> <p>Cooling centrifuge is used for spinning down the cell material in a cool environment prior to freezing for cryopreservation.</p>
Atbildīgais par iekārtu (vārds, uzvārds, struktūrvienība, adrese, telefons, fakss, e- pasts)/  Responsible for equipment (name, surname, division, address, phone, fax, e- mail)	<p><b>Nils Rostoks</b>, vadošais pētnieks LU Bioloģijas fakultātes Bioanalītisko metožu laboratorija Rātsupītes iela 1, Rīga Tel.: 67421114, fakss: 6703 4868 e-pasts <a href="mailto:nils.rostoks@lu.lv">nils.rostoks@lu.lv</a></p> <p><b>Nils Rostoks</b>, principal research leader Bioanalytical laboratory at Faculty of Biology, University of Latvia 1 Ratsupites Str., Riga Phone: +371-67421114, Fax: +371-6703 4868 E-mail <a href="mailto:nils.rostoks@lu.lv">nils.rostoks@lu.lv</a></p>